

家庭用

ヘルスライド

CH-005M

電動前後スライド機器



本製品をご利用する前、この使用説明書をよくお読みください。
また、お読みになった後は、必要なときにいつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。



本機の特徴

ヘルスライドは座ったままできる脚の前後スライド運動、関節可動域を広げる為のリハビリとしてももちろん、仕事中にデスクの下に置いて血行促進の為の器具としてもお使いできます。

下記の使用は絶対におやめください

1. 立ってご使用にならないでください。必ずイスなどに座ってお使いください。
2. 本機にあまり体重をかけないでください。モーター等の故障になります。
3. ペダルの動きを無理に止めようとしたり、負荷を掛けしないで下さい。
4. 本機はおもちゃではありませんのでお子様のご使用はおやめください。
5. 分解及び改造はおやめください
6. 水に濡れない場所でお使いください。濡れると感電する恐れがございます。
7. ペダルに指が挟まらない様に気を付けて下さい。また、靴下など布製品も巻き込まない様に十分に気を付けてご使用下さい。
8. 1度のご使用は約15分を目安にして下さい。連続使用はおやめください。
9. 連続に使用されるとモーターが熱を持ちますので、おやめください。



使用方法

1. 電源アダプターのピンを本体に差し込み、コンセントに差します。



2. 本体のパネルボタンが光ったことを確認します。



3. リモコン電源ボタン  もしくは本体の  を押すと最低スピードでペダルが動き出します。A+が速く、B-が遅くなります。本体側の+/-ボタンでも操作出来ます。スピードは5段階です。速くするほど丸ランプの数が増えていきます。終了する場合は-ボタンでスピードを最低にしてから電源ボタンを押して終了させます。



角度調節

裏側の脚を出したりすることにより2段階の角度調節が出来ます。



製品仕様

- サイズ：46×39×17cm
- 5段階設定(1分間)：1段/16回 2段/18回 3段/20回 4段/22回 5段/26回
- 電源：一般家庭用電源 AC100V アダプター
- 重さ：約 4kg
- 消費電力：約3W
- 中国製
- JAN：4523059205050



保証規定（家庭用）

※ お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

1.) 取扱説明書に従った正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償にて不具合箇所のパーツを保証致します。
2.) 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてご購入店または中旺ヘルスへ依頼してください。出張修理の依頼がある時は、出張費を請求する場合がありますので、予めご相談下さい。
3.) 保証期間内でも次の場合は保証書を送付してください。
 - ・使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・訪問での修理依頼
 - ・お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故障および損害。
 - ・本書の提示がない場合。
 - ・本書にお買い年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ・消耗品（リモコンスイッチ・単四電池・ACアダプターコードの断線）
 - ・故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - ・車両や船舶等に設置された場合に起因する故障および損傷。
4.) 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5.) この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、中旺ヘルス健康機器を、お買い求めいただきありがとうございました。本機は厳重な検査を行い高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、1年間は無償修理いたします。

品名：ヘルスライド

形式：CH-005M

ご芳名：

ご住所：

TEL. ()

シリアルNo.

お買い上げ店名：

㊞

住所：

TEL. ()

お買い上げ年月日： 年 月 日

※本機の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印して
いただいでください

「中旺ヘルス製品についてのお問い合わせ・ご相談は「中旺ヘルスお客様相談センター」

本社：〒452-0011 愛知県清須市西枇杷島町城並3丁目2-2 Tel 052-501-2577
E-mail : hj@jp-chuoh.com Fax 052-501-2588
URL : www.jp-chuoh.com
東京営業所：TEL : (03)6659-9061